



Главный аспект
вашей безопасности

☎ 8-495-150-76-78
8-800-775-35-02

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ

🌐 www.aspektsnab.ru
✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Подушка ортопедическая поясничная Михайлова (3 размер)
(арт.2998)(уп.50шт)



Артикул Мед212

Подушка ортопедическая поясничная Михайлова предназначена для поддержки и разгрузки позвоночника в положении сидя.

ТУ 32.50.22-238-10973749-2021

Размер индивидуальной коробки: 115 x 65 x 170 мм

Вес коробки с изделием: 288 г

Область применения:

- боли в поясничном отделе позвоночника при остеохондрозе, радикулите, спондилолистезе, спондилезе, остеопорозе, межпозвоноковых грыжах и других дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника;
- период реабилитации после травм и операций;
- длительное вынужденное положение сидя;
- профилактика заболеваний позвоночника.

Анатомическая форма Подушки поддерживает физиологический поясничный лордоз и уменьшает статические перегрузки позвоночника у людей, длительно находящихся в положении сидя.

Снимает нагрузку с позвоночника, формирует правильную осанку.

Удобно использовать:

в самолете

в офисе

в транспорте

Размеры пояса с дополнительной регулировкой между грушей и фастексом

№

п/п Размер "Пояса ортопедического поясничного Михайлова" (обхват талии)

1 60 — 93 см Артикул: 2996

2 80 — 125 см Артикул: 2997

3 105 — 175 см Артикул: 2998

Способ применения

Отрегулируйте длину и застегните пояс на талии. Подушка должна прилегать к спине. Закройте спусковой кран клапана нагнетателя (груши), вращая его по часовой стрелке, и

ритмично сжимайте нагнетатель для создания давления в Подушке.

Прекратите накачивать воздух в камеру Подушки при достижении необходимой формы. Для снижения давления в Подушке медленно вращайте кран клапана против часовой стрелки (возможно применение крана кнопочного типа).

Цена с НДС 22%: **1 530 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321